

取扱説明書



適用範囲:

矯正フレーム(矯正レンズ付き眼鏡フレーム)は、Chapter III Annex VIII Regulation (EU) 2017/745に準拠したClass 1 (Rule 1)の医療機器であり、その本質的な目的は医学的に処方されたレンズを使用し視覚の補正を目的とします。
適切な使用を可能にするには、専門の眼鏡技師による眼鏡フレームの個別のフィッティングが必要です。



眼鏡フレームは上記の規定に適合しています。

上記に関しては<https://johann-v-goisern.com/documents/>で入手できます。


注意:

アレルギー体質の方、もしくはアレルギーの心配がある方は、フレームの素材やメッキ部分に触れるとかぶれ等の炎症が起きる場合があります。
フレームに入ってるデモレンズは、使用を目的としたものでなくフレームの形状を安定化させ、最終製品にできるだけ近づけることを目的としています。
フレームは永久的に使えるものではありません。少しでも長くご使用いただくために、定期的に専門の眼鏡技術士に小さなパーツ(ネジなど)の緩みや外れをチェックしていただくことをお勧めいたします。また、欠落した小さなパーツは、子供やペットが摂取する危険性がありますのでご注意ください。
フレームを装着しているときに不快な感覚がある場合は、ご購入いただいた専門の眼鏡技術士に相談して調整していただくようお願いします。



保管に関して:

サングラスは、-10°Cから+35°Cの間の温度でケースに保管する必要があります。
これらの条件下で到達した温度はフレームの機能(フレームの変形)に影響を与える可能性があるため、エアコンのない閉鎖されたスペース(車のダッシュボードなど)で日光の下で保管することは避けてください。



取扱説明書



クリーニング:

最適な機能を保つために、定期的にきれいな水と専用の柔らかいクロスでメガネを拭いてください。中性洗剤、食器用洗剤又は市販の眼鏡洗浄剤も使用できます。塩水(海水)、プールの水、化学製品(化粧水、ヘアスプレー、サンクリーム、防虫剤など)のような試薬に接触した場合はすぐにきれいな水で洗浄し、そのあと柔らかいクロスで乾燥させることをお勧めします。摩耗(キズ、光沢の喪失など)が発生する場合は、元のスペアパーツと交換することをお勧めします。汚れたクリーニングクロスは汚れを取り除くことが出来ない可能性があります。フレームの機能に影響を与える可能性のある溶剤(アルコールやアセトンなど)や強力な化学洗浄剤の使用は絶対に避けてください。



製品保証:

国内保障および保障規則が適用されます。



ラベル:

製品のパッケージには、モデルと色番号に加えて、UDI-PI(Unique Device Identification - Production Identifier)およびUDI-DI(Unique Device Identification - Device Identifier)番号もあります。これらの番号は、医療機器の識別、マーク付け、および登録に使用されます。目的は、製品の完全なトレーサビリティを通じて使用者の安全性を高めることです。



製造元:

Pomberger Goisern GmbH
Au 131, 4822 Bad Goisern a. H., Austria
UID: ATU78604627
Commercial register number: 590054 b
ARA-license number: 4826
Website: www.pomberger.com

お問い合わせ先:

もし、購入先との連絡が取れ場合は、メールもしくは電話で下記にお問い合わせください。
office@pomberger.com or by phone at +43 (0) 6135 7465.